

руководство по эксплуатации

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
МОДЕЛЬ: PROLIFE PDT 500 INTELLIGENT (AET-F344)*



Пожалуйста, прочитайте это руководство перед использованием.

Спасибо, что выбрали ProLife! Мы рады быть частью заботы о вашем здоровье и уверены, что наш термометр станет Вашим верным помощником на долгие годы.

Термометр ProLife PDT500 Intelligent — это современный, инновационный прибор, который делает измерение температуры быстрым, точным и безопасным. Он разработан с учетом комфорта пользователей и предлагает два режима работы:

- 1. Быстрый (прогнозируемый) режим — результат всего за 15 секунд благодаря интеллектуальным алгоритмам, идеально подходит для оперативных ситуаций. Этот режим не рекомендуется для измерения температуры у детей младше 3 лет.
- 2. Режим клинического измерения — для глубокой проверки и максимальной точности примерно за 5 минут, когда требуется детальный контроль.

Оба режима гарантируют комфорт и точность, соответствующие международным стандартам качества.

Измерять температуру можно в подмышечной впадине (аксилярный способ измерения). При возникновении каких-либо вопросов касательно температуры тела, пожалуйста, обратитесь к врачу.

ВВЕДЕНИЕ

Наименование медицинского изделия

Электронный термометр ProLife PDT 500 Intelligent (AET-F344)*.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Благодарим Вас за приобретение нашего Электронного Термометра ProLife PDT 500 Intelligent (далее – Термометр).

- Для безопасного и правильного использования этого устройства обязательно прочтите и полностью усвойте меры предосторожности, содержащиеся в данном руководстве по эксплуатации.
- Держите это руководство при себе для удобного обращения.
- Храните это руководство в надлежащем виде и избегайте его потери.
- Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с производителем.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ


Термометр предназначен для измерения температуры тела человека аксилярно (в подмышечной впадине). При измерении температуры тела в местах, отличных от подмышечной впадины, режим быстрого измерения не будет работать корректно. Устройство многоназовое для клинического или домашнего использования для людей всех возрастов.

Противопоказания: не предназначен для использования в инкубаторах.

Предполагаемые пользователи: обученные и квалифицированные специалисты и непрофессионалы.

Среда предполагаемого использования: клиники и дом.



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ




ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Дисплей.
- Корпус устройства.
- Измерительный датчик.
- Зарядный порт.
- Зарядные штырьковые контакты.
- Крышка зарядного бокса.
- Крышка отсека для элементов питания.

Основное устройство



ДИСПЛЕЙ



Символ быстрого (прогнозируемого) режима: указывает на то, что устройство находится в режиме быстрого измерения (прогнозирования).

Символ памяти: отображается в режиме запроса памяти.

Символ батареи: когда заряд низкий, символ напикомет вам о необходимости зарядки или замены элементов питания зарядного бокса.

Единицы измерения температуры: отображает единицы измерения температуры.

Значение температуры: отображает значение температуры при запросе памяти или завершении измерения.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

Поместите измерительный датчик термометра в центр подмышечной впадины, чтобы он касался кожи, слегка поднимите его и зафиксируйте рукой. Держите руку плотно прижатой к телу за 5 минут до и во время измерения, чтобы измерительный датчик термометра был полностью накрыт и не подвергался воздействию воздуха.

Внимание: Пожалуйста, вытрите пот в подмышечной впадине перед измерением температуры.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Выньте термометр из зарядного бокса, и после вибрации он включится автоматически. Начните измерение, когда на экране появятся надписи «-- -- --».



2. Выбор режима измерения

2.1 Режим быстрого (прогнозируемого) измерения. Поместите измерительный датчик термометра в подмышечную впадину для измерения, измерение будет завершено примерно через 15 секунд. Термометр завибрирует и отображит результат измерения. В этот момент вы можете прочитать значение температуры, как показано ниже:



2.2 Режим клинического измерения

Не вынимайте термометр, когда быстрое измерение завершено, через примерно 15 секунд он перейдет в режим клинического измерения для продолжения измерения, клиническое измерение завершится примерно через 5 минут, термометр завибрирует и отобразит результат измерения. В этот момент вы можете прочитать значение температуры:



Пожалуйста, обратите внимание, что после переключения в режим клинического измерения значение температуры, измеренное в режиме быстрого измерения, будет продолжать отображаться на дисплее примерно 1 минуту.

2.3 Результат измерения

Значение температуры	Отображение	Подсказка/Вибрация
T < 32.00 °C	Lo °C	Три раза по две последовательные вибрации: ▯ ▯ ▯
32.00 °C ≤ T < 37.50 °C	Данные измерения	Три раза по две последовательные вибрации: ▯ ▯ ▯
37.50 °C ≤ T < 43.00 °C	Повышенная температура	Три раза по четыре последовательные вибрации: ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
	Единицы измерения оранжевого цвета	

T > 43.00 °C	Hi °C	Три раза по две последовательные вибрации: ▯ ▯ ▯
3. Вне зарядного бокса термометр автоматически выключится в течение примерно 3 минут. Поместите термометр в зарядный бокс для перехода в режим зарядки.		
Внимание: Если расхождение между режимом быстрого измерения и режимом клинического измерения, после повторного измерения, более 0.5 °C, рекомендуем вам проверить ваш термометр в сервисном центре. Если вам нужно более точное измерение температуры тела, пожалуйста, используйте режим клинического (фактического) измерения. Если вам нужно измерять температуру еще раз, подождите одну минуту.		
Внимание: Перед измерением, пользователи и термометр должны находиться в помещении при стабильных внешних условиях не менее 30 минут. Не проводите измерение во время или сразу после кормления ребенка. Пользователи не должны пить, есть или заниматься физическими упражнениями перед или во время измерения. Не перемещайте измерительный датчик из зоны измерения, пока не услышите звуковой сигнал об окончании измерения. С помощью спиртового тампона тщательно очистите измерительный датчик и корпус устройства, подождите 15 минут, прежде чем проводить измерение другому пользователю. Всегда измеряйте температуру в одном и том же месте, так как показания температуры могут отличаться в зависимости от места измерения. В следующих ситуациях рекомендуется проводить три измерения и брать за результат самое высокое: Дети в возрасте до трех лет с ослабленной иммунной системой, для которых наличие или отсутствие лихорадки является критическим. Когда пользователь впервые учится пользоваться термометром, пока он не освоится с устройством и не получит стабильные показания. Если результат измерения неожиданно низок. Показания из разных мест измерения не следует сравнивать, так как нормальная температура тела варьируется в зависимости от места измерения и времени суток, достигая максимума вечером и минимума примерно за час до пробуждения.		

ЗАПИСЬ ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕРЕНИЯ


После завершения измерения выключите устройство. При следующем включении будет отображено последнее измеренное значение.

ДОСТУП К ТЕРМОМЕТРУ

- Аккуратно нажмите на более широкий конец термометра, чтобы достать термометр, как показано на рисунке.
- После измерения поместите термометр в зарядный бокс. Зарядным портом вниз, как показано на рисунке.

РЕЖИМ ЗАРЯДКИ

Выньте термометр из зарядного бокса, если на экране появляется символ «Hi», или ничего не отображается на дисплее, а также нет отображения после встраивания термометра, пожалуйста, поместите его обратно в зарядный бокс для зарядки.




Внимание:

- Периодически используйте устройство, чтобы убедиться, что батареи термометра прошла как минимум два полных цикла оптимизации. Полный цикл оптимизации включает непрерывную зарядку, а затем разрядку до тех пор, пока термометр не разрядится и не выключится. Батарею следует регулярно оптимизировать во время использования для поддержания ее срока службы. Рекомендуется оптимизировать батарею каждые два месяца использования или хранения, или когда время работы батареи заметно сокращается.
- Срок службы батареи зависит от частоты и времени использования.
- В экстремальных условиях элементы питания зарядного бокса могут протекать коррозионной жидкостью. Если такая жидкость попала в глаза или на кожу, немедленно промойте водой и обратитесь за медицинской помощью.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ЗАРЯДНОГО БОКСА

Когда термометр помещен в зарядный бокс, если индикатор «Hi» горит оранжевым цветом или ничего не отображается, замените элементы питания зарядного бокса:



Шаг 1: Нажмите и удерживайте крышку отсека для элементов питания зарядного бокса, затем толкните ее в указанном выше направлении, чтобы снять крышку.

Шаг 2: Установите 2 элемента питания типа «AAA», обращая внимание на полярность установки, указанную внутри батарейного отсека для элементов питания зарядного бокса.

Шаг 3: Закройте крышку отсека для элементов питания зарядного бокса, как показано выше.

Внимание: используйте элементы питания одного и того же типа или бренда, обращая внимание на полярность при установке. Избегайте элемента питания, если устройство не используется в течение длительного времени (более одного месяца).

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Сообщение об ошибке	Решение
Не реагирует (не включается)	Пожалуйста, зарядите термометр или замените элементы питания в зарядном боксе
Отображение «Lo» во время использования	Низкий заряд батареи, пожалуйста, зарядите термометр
Символ «Hi» оранжевого цвета	Низкий заряд батареи, пожалуйста, замените элементы питания в зарядном боксе
Hi °C	Измеренная температура выше 43.00 °C
Lo °C	Измеренная температура ниже 32.00 °C
Err °C	Неисправность измерительного датчика, обратитесь к Вашему продавцу
Измерение не завершено, пожалуйста, повторите измерение	Измерение не завершено, пожалуйста, повторите измерение
Постоянно отображается «-- -- --» при измерении температуры тела	Если температура окружающей среды слишком высокая, это может привести к нагреву измерительного датчика. Пожалуйста, используйте выжатое влажное полотенце или другое средство для охлаждения измерительного датчика, а затем измерьте температуру тела

УХОД И ОЧИСТКА

Поверхность устройства должна быть очищена сразу после использования при комнатной температуре следующим образом:

- Измерительный датчик:** Для очистки измерительного датчика аккуратно протрите его поверхность ватным диском, слегка смоченным 70%-80% медицинским спиртом в течение 15 секунд, и сразу же протрите насухо чистым ватным диском в течение 20 секунд. После очистки дайте высохнуть не менее 5 минут перед измерением температуры. Убедитесь, что измерительный датчик чистый и сухой. Избегайте касания измерительного датчика, кроме случаев, когда требуется очистка. Не используйте термометр, если измерительный датчик поврежден. Для ремонта и обслуживания обращайтесь в специализированную сервисную службу либо к продавцу.
- Термометр и зарядный бокс:** Используйте мягкую ткань, слегка смоченную 70%-80% медицинским спиртом, чтобы протереть дисплей и внешнюю поверхность термометра или зарядного бокса в течение 30 секунд, и сразу же протрите насухо чистой мягкой тканью в течение 20 секунд. После очистки дайте высохнуть не менее 5 минут перед измерением температуры. Убедитесь, что дисплей и внешняя поверхность чистые и сухие. Не используйте термометр, если он или зарядный бокс повреждены. Для ремонта и обслуживания обращайтесь в специализированную сервисную службу либо к продавцу.

Дезинфекция

После использования устройства в среде с риском заражения, его поверхность необходимо сразу продезинфицировать следующим образом:

- Измерительный датчик:** Для дезинфекции измерительного датчика аккуратно протрите его поверхность ватным диском, слегка смоченным 70%-80% медицинским спиртом в течение 20 секунд, и сразу же протрите насухо чистым ватным диском в течение 25 секунд. После дезинфекции дайте высохнуть не менее 5 минут перед измерением температуры. Убедитесь, что измерительный датчик чистый и сухой. Избегайте касания измерительного датчика, кроме случаев, когда требуется очистка. Не используйте термометр, если измерительный датчик поврежден. Для ремонта и обслуживания обращайтесь в специализированную сервисную службу либо к продавцу.
- Термометр и зарядный бокс:** Используйте мягкую ткань, слегка смоченную 70%-80% медицинским спиртом, чтобы продезинфицировать дисплей и внешнюю поверхность термометра или зарядного бокса в течение 30 секунд, и сразу же протрите насухо чистой мягкой тканью в течение 35 секунд. После дезинфекции дайте высохнуть не менее 5 минут перед измерением температуры. Убедитесь, что дисплей и внешняя поверхность чистые и сухие. Не используйте термометр, если он или зарядный бокс повреждены. Для ремонта и обслуживания обращайтесь в специализированную сервисную службу либо к продавцу.
- Смотрите поверхность устройства, чтобы убедиться, что оно визуально чистое.

Внимание:

- Не используйте абразивные чистящие средства или дезинфицирующие растворы.
- Устройство нельзя чистить и обслуживать во время использования.
- Если термометр используется для несомненных пациентов, выполните необходимую очистку и дезинфекцию, шаг 1) и 2) необходимо повторить.
- Поскольку устройством пользуются разные пациенты, его необходимо чистить до и после каждого использования.
- Не используйте не рекомендуемые методы для очистки и дезинфекции.
- Термометр водонепроницаемый со степенью защиты IP65, но зарядный бокс не является водонепроницаемым, не погружайте его в воду или другие жидкости.
- Если измерительный датчик или термометр поврежден, для ремонта и обслуживания обращайтесь в специализированную сервисную службу либо к продавцу.
- Если зарядный бокс поврежден или потерян, обратитесь в специализированную сервисную службу либо к продавцу.

Хранение

- Пожалуйста, храните термометр при температуре от -20 +55 °C, и убедитесь, что относительная влажность находится в пределах 15%-93% относительной влажности, атмосферное давление: 70 – 106 кПа.
- Не оставляйте термометр под прямыми солнечными лучами, под воздействием высокой температуры, влажности, огня, вибраций или ударов.
- Избегайте элементов питания при длительном хранении.
- Всегда храните термометр в недоступном для детей месте.

Калибровка

Это устройство было калибровано в процессе производства. Если использовать его согласно инструкции по эксплуатации, периодическая калибровка не требуется. Если в какой-то момент у вас возникнут сомнения в точности измерений, пожалуйста, свяжитесь с представителем службы поддержки для получения помощи.

Дата производства указана на этикетке, расположенной на устройстве. Термометр изначально откалиброван на момент производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование устройства	Электронный термометр
Модель	ProLife PDT 500 Intelligent (AET-F344)
Режим измерения	Аксилярно Два режима: подстраиваемый и прямой. Подстраиваемый режим — это быстрое (прогнозируемое) измерение, прямой режим — это клиническое (фактическое) измерение
Единицы измерения	Цельсий (°C)

Условия эксплуатации	+5°C – +40°C, 15% RH – 80% относительной влажности, 70 – 106 кПа
Условия хранения	-20°C – +55°C, 15% RH – 93% относительной влажности, 70 – 106 кПа
Место измерения	Аксилярно
Референсное место измерения	Аксилярно
Диапазон измерений	32.00–43.00 °C
Точность (лабораторная)	±0.10 °C
Критерий стабильности (для клинического режима)	Тепловое равновесие <0.1 °C/16 сек
Точность для клинического теста (клиническое смещение, пределы согласия, клиническая повторяемость)	≤±0.30 °C
Разрешение дисплея	0.01 °C
Память	1 последнее измерение
Подсказка о высокой температуре	≥37.50 °C
Размеры (термометр)	134 x 11 x 7 мм (±1.0 мм)
Размеры (зарядный бокс)	157 x 37 x 20 мм (±1.0 мм)
Вес (термометр)	6.0 г (±0.5 г)
Вес (зарядный бокс)	52 г (без элементов питания) (±1.0 г)
Батарея (термометр)	Литий-ионная батарея (постоянный ток) 3.7 В, 20 мАч
Элементы питания (зарядный бокс)	Постоянный ток 3 В, 2 x AAA щелочных элемента питания
Автоматическое выключение	При отсутствии действий в течение 3 минут
Срок службы	5 лет
Время переходного отклика	<60 секунд (от низкой к высокой температуре), не применимо от высокой к низкой температуре

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

Версия программного обеспечения: A.01.

Стандарт: Продукт изготовлен в соответствии с ISO80601-2-56.

КЛАССИФИКАЦИЯ

- Оборудование с внутренним источником питания;
- Применяемая часть типа BF;
- Класс защиты IP: IP65 (корпус термометра), IP21 (зарядный бокс);
- Дезинфекция 70–80% медицинским спиртом;
- Не относится к категории AP/ARP оборудования;
- Режим работы: непрерывная работа.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне. Гарантийный срок устанавливается с даты продажи при условии строгого соблюдения всех условий эксплуатации, указанных в этом руководстве.

Гарантия действительна при наличии гарантийного талона, заполненного должным образом уполномоченным представителем, подтверждающим дату продажи, а также соответствующего чека.

Гарантия и бесплатное обслуживание не предоставляются в случае:

- использования устройства с нарушением руководства по эксплуатации;
- повреждений, вызванных умыслами или ошибочными действиями потребителей;
- наличия механических повреждений, вмятин, трещин, сколов и т.д. на корпусе термометра, следов вскрытия устройства, разборки, несанкционированного ремонта, попадания влаги, воздействия агрессивных веществ или любых других несанкционированных изменений устройства, а также в других случаях нарушения правил хранения, очистки, транспортировки и эксплуатации, указанных в руководстве.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Точно следуйте инструкции, чтобы обеспечить надежную и долговременную работу устройства.

Для ремонта и обслуживания, пожалуйста, обратитесь в специализированный сервисный центр.

Для ремонта и обслуживания, пожалуйста, обратитесь в специализированный сервисный центр.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электронный термометр – 1 шт.

Зарядный бокс – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Элемент питания AAA – 2 шт. (опционально)*

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждения, знаки и символы предназначены для Вашего безопасного и правильного использования этого продукта, а также для предотвращения травм у Вас и других людей.

Описание предупреждающих знаков и символов см. в таблице ниже.

Предупреждение	Означает возможность причинения вреда здоровью в случае неправильного использования
Уведомление	Означает возможность причинения вреда здоровью или имуществу в случае неправильного использования

(Причинение вреда имуществу охватывает любые повреждения дома, семейного имущества, домашних животных и питомцев)

Расшифровка знаков или символов

Следующие символы могут отображаться в руководстве, на электронном термометре и его аксессуарах.

ЗАПРЕТ	ОБЯЗАТЕЛЬНО К СОБЛЮДЕНИЮ	Следуйте инструкции по эксплуатации
Означает, что определенные действия запрещены, с подробным описанием запрета, выраженным словами или цифрами внутри или рядом с символом. Символ слева сам по себе, указывает на общий запрет	Означает обязательность к соблюдению с подробными описаниями, выраженными словами или цифрами внутри или рядом с символом. Символ слева сам по себе, указывает на общую обязательность к соблюдению	
ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛА	Внимание: обратитесь к сопроводительным документам	Не качать/не катить
Часть типа BF	Транспортная упаковка не должна подвергаться воздействию солнечного света	Производитель
Указывает правильное вертикальное положение транспортной упаковки	Содержимое транспортной упаковки хрупкое, поэтому с ним следует обращаться осторожно	Дата производства
Неонизирующее электромагнитное излучение	Устройство не должно использоваться после указанной даты	Медицинское устройство
Номер партии	Указывает температурные пределы, в которых транспортная упаковка должна храниться и обрабатываться	IP65
IP21	Указывает температурные пределы, в которых транспортная упаковка должна храниться и обрабатываться	Полонепроницаемость, защита от струй воды
Шаблон UL	(07): Идентификация устройства (17): Срок годности (11): Дата производства (10): Номер партии (21): Серийный номер	

УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте электронику в мусорный контейнер, используйте специальные пункты сбора. Свяжитесь с местными органами власти для получения информации о доступных системах сбора. Если электрические приборы утилизированы на свалках или полигонах, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в пищевую цепочку, нанося вред вашему здоровью и биологическому.

Предупреждения

- Не используйте термометр при экстремальных температурах (ниже 5 °C или выше 40 °C) или при экстремальных перепадах влажности (ниже 15% относительной влажности или выше 80% относительной влажности).
- Несоблюдение этого требования может привести к неточности измерений
- Не подвергайте термометр воздействию экстремальных температур (ниже -20 °C или выше 55 °C) или экстремальных значений влажности (ниже 15% относительной влажности или выше 93% относительной влажности).
- Несоблюдение этого требования может привести к неточности измерений
- Температурный измерительный датчик подвержен удару и неплотно установлен в корпусе.
- Не модифицируйте это устройство без разрешения производителя.
- Немедленно свяжитесь с продавцом
- Устройство не требует калибровки.
- Если возникнут какие-либо проблемы, немедленно свяжитесь с продавцом
- Опасно для пациентов проводить самоочистку и самоочеление на основе результатов измерений. Обязательно следуйте указаниям врача.
- Самоочистка может привести к ухудшению состояния
- Аккуратно очистите загрязненный температурный измерительный датчик мягкой сухой тканью.
- Чистка туалетной бумагой или бумажным полотенцем может повредить датчик, что повлияет на его внешний вид
- Установите элементы питания в правильное положение согласно инструкции по эксплуатации.
- Неправильная замена может привести к нагреву элементов питания
- Не погружайте термометр в жидкости.
- Это устройство не является водонепроницаемым
- Перед использованием пользователь должен убедиться в том, что оборудование функционирует безопасно, и убедиться, что оно находится в надлежащем рабочем состоянии
- Не используйте мобильный телефон рядом с работающим термометром.
- Портативное и мобильное радиочастотное оборудование может влиять на МЕДИЦИНСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Несоблюдение этого правила может привести к неточности измерений.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- В случае случайного проглатывания элемента питания или защитной пленки немедленно обратитесь к врачу

Наименование устройства	Электронный термометр
Модель	ProLife PDT 500 Intelligent (AET-F344)
Режим измерения	Аксилярно Два режима: подстраиваемый и прямой. Подстраиваемый режим — это быстрое (прогнозируемое) измерение, прямой режим — это клиническое (фактическое) измерение
Единицы измерения	Цельсий (°C)

Компоненты, отмеченные символом «», могут не входить в комплект поставки.

Не бросайте элементы питания в огонь	Элементы питания могут взорваться при возгорании
Пациент может использовать и обслуживать устройство в качестве оператора.	Дети младше 11 лет должны использовать это устройство только в присутствии взрослого.
Запрещается оставлять устройство под воздействием любых химических растворов, прямых солнечных лучей или высоких температур.	Не роняйте, не топчите и не подвергайте устройство вибрации или ударам.
Избегайте элементов питания из зарядного бокса, если не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени	

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Это устройство можно использовать только в целях, описанных в данном руководстве по эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным применением.

- Никогда не погружайте это устройство в воду или другие жидкости. Для очистки следуйте инструкциям в разделе «Очистка и дезинфекция».
- Избегайте использование устройства, если вы считаете, что оно повреждено, или заметили что-то необычное.
- Никогда не вскрывайте устройство.
- Устройство не подходит для использования в среде с присутствием воспламеняющихся анестетических смесей с воздухом, кислородом или закисью азота.
- На ранней стадии лихорадки может возникнуть основной физиологический эффект, называемый вазоконстрикцией (сужение сосудов), что приводит к снижению кровотока. Полному застигновению температуры с использованием этого термометра может быть недостаточно.
- Если результат измерения не соответствует состоянию пациента или несоблюдению низкий, повторите измерение каждые 15 минут или проверьте результат измерения температуры тела другим методом.
- Это устройство содержит чувствительные компоненты и с ним следует обращаться с осторожностью. Соблюдайте условия хранения и эксплуатации, описанные в разделе «Технические характеристики».
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство без присмотра, некоторые части достаточно малы, чтобы их можно было проглотить и задохнуться.
- Защитите устройство от:
 - экстремальных температур;
 - ударов и падений;
 - загрязнений и пыли;
 - прямых солнечных лучей;
 - тепла и холода.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, элементы питания следует извлечь.

Предупреждение: Измерение температуры этого устройства не является заменой консультации с вашим врачом. Термометр водонепроницаемый со степенью защиты IP65, но зарядный бокс не является водонепроницаемым, не погружайте его в воду или другие жидкости.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМС

ME (оборудование (медицинское оборудование) или ME SISTEMA (система) подходит для использования в домашних условиях или в окружающей среде.

Предупреждение:

- Не используйте рядом с активным ВЧ-хирургическим оборудованием и экранированной комойтой системы ME для магнитно-резонансной томографии, где интенсивность электромагнитных помех высока.
- Избегайте использование этого оборудования в непосредственной близости от другого оборудования или в условиях тесного размещения, так как это может привести к неправильной работе. Если такое использование необходимо, следите за обоими устройствами, чтобы убедиться, что они работают нормально.
- Использование аксессуаров, датчиков и кабелей, отличных от тех, которые указаны или предоставлены производит